


Quick & Easy

One-Stop Solution

동물위생시험소 전용



- BenchTop Pipettor
- OneTouch Tips
- Barrier Tips



 **VOLO**

- Deep Well Plate


Deep Well Plate

Safe Tube House for Sample Storage



용도: 샘플의 보관, 희석, 혼합, 배양 검사, 스크리닝 등

- SBS footprint: 8 x 12 format
- Autoclave 가능
- Certified free of DNase, RNase, DNA, and PCR inhibitors.
- Sterile tubes and plates are also pyrogen-free.



뚜렷한 알파벳, 숫자가 각인되어
샘플위치 확인이 용이합니다.



투명한 뚜껑이 제공되어
시료 확인이 편리합니다.

개별튜브, 8-strip, 12-strip 3가지 종류로 다양하게 사용 가능합니다.
튜브 및 랙은 순수 폴리프로필렌으로 제작 되었으며, Strip 뚜껑은 폴리에틸렌으로 제작되었습니다.
Rack System은 로봇 워크스테이션 장비 소모품, 샘플의 장기 저장 용도로 사용 가능합니다.

Product List

Non-Racked Tubes				
	Item		Description	Packaging
	DP-001		Individual Tubes 1.2mL	1000/pack 10 packs/case
	DP-002		Strips of 8 Tubes 1.2mL	125/pack 10 packs/case
	DP-003		Strips of 12 Tubes 1.2mL	80/pack 10 packs/case
Cap Strips				
	Item		Description	Packaging
	DP-020		Strips of 8 Caps	125/pack 10 packs/case
	DP-030		Strips of 12 Caps	80/pack 10 packs/case
Racked Tubes with Lid				
	Item	Sterile Item	Description	Packaging
	DP-301	DP-301S	Individual Tubes, Racked	10/pack 10 packs/case
	DP-302	DP-302S	Strips of 8 Tubes, Racked	10/pack 10 packs/case
	DP-303	DP-303S	Strips of 12 Tubes, Racked	10/pack 10 packs/case

Sorenson Tip



TipStation, Multiguard™ Barrier Tips, OneTouch Tips

Sorenson의 전제품은 **Rnase, Dnase, Human DNA, Pyrogens, PCR Inhibitors FREE**를 보증하고 있습니다.



TipStation-Multichannel Pipetting Plassform

- Saves Space: 192 tips per deck, 5 decks per stack (960 tips)
- Decks designed in 2 x 96 format to match microtiter plate formats
- Stable platform for loading tips
- Can be used with 8 or 12 channel pipettors
- Lid can be positioned to expose only 96 tips
- Available Tips: 10 µl LongReach and 200 µl Standardization



	Cat. No.	Vol. Range	Type	Color	Graduations	Packaging	Quantity
10 µl LongReach	27780	0.1-10 µl	Standard	Natural	2, 5, 10µl	Non-Sterile	960 Tips/Stack, 5 Stacks/Case
	27780T		Low Binding				
	27790		Standard			Sterile	
	27790T		Low Binding				
200 µl Standardization	27760	1-200 µl	Standard		10, 50, 100 µl	Non-Sterile	
	27760T		Low Binding				
	27770		Standard			Sterile	
	27770T		Low Binding				



Multiguard™ Barrier Tips

- Ideal for PCR, DNA amplification and radioisotope handling
- Inert, hydrophobic barrier prevents pipettor contamination
- Over-pipetting will not contaminate valuable samples
- Universal fit on research-grade pipettors
- Filter contains no leachable additives
- Small micron pore sizes, <20 microns

Multiguard™ Barrier Tips	Cat. No.	Vol. Range	Type	Graduations	Packaging	Quantity
	30550	1-200 µl	Standard	10, 50, 100 µl	Sterile, 96 Tips/Rack	10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
	30550T		Low Binding			
	30510-X	1-300 µl	Standard	10, 50, 100, 200 µl		
	30510T-X		Low Binding			
	34000	50-1250 µl	Standard	200, 500, 1000 µl	8 Racks/Pack, 5 Packs/Case	



OneTouch Tips

- minimal force required to form an effective seal with pipettor. Especially useful for multi-channel pipettors
- Minimal force required to eject the tip
- Flexible seal fits a wider range of pipettors than traditional tips
- Soft seal reduces pipettor wear
- Flexible seal fits worn pipettors shafts

	Cat. No.	Vol. Range	Type	Graduations	Packaging	Quantity
200 µl Standard	10330	1-330 µl	Standard	10, 50, 100 µl	Non-Sterile, 96 Tips/Rack	10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
	10340				Sterile, 96 Tips/Rack	
200 µl Barrier	10350		Barrier			
1000 µl Standard	10360	50-1250 µl	Standard	200, 500, 1000 µl	Non-Sterile, 96 Tips/Rack	8 Racks/Pack, 5 Packs/Case
	10370				Sterile, 96 Tips/Rack	
1000 µl Barrier	10380		Barrier			

BenchTop Pipettor

BenchTop Pipettor & Related Products

Sorenson의 BenchTop Pipettor는 반자동(semi-automated) 액체분주 장비로서 96 well plate와 384 well plate에 원하는 액체 시료를 분주 및 mixing 해줄 수 있는 Liquid Handling Device입니다.

본 장비는 간단한 control 버튼 조작을 통하여 액체 시료의 흡입 및 분주, 분주량 조절 및 mixing이 가능하며 미리 입력된 프로그램을 통하여 지정된 액체 분주 작업을 시행할 수 있습니다. 가볍고 이동이 간편한 디자인으로 개발되어 손쉽게 작업 위치를 변경할 수 있으며 대량의 액체 시료를 다루는 기업 생산시설 등에 최적의 장비입니다.

- Cell culture
- Plate replication
- Plate reformatting
- Adding reagents/compounds
- Multi-step dispensing
- Mixing with variable volumes and cycles
- Increase productivity



Cat. No.	Description	Volume	Quantity
73970	250 µl BenchTop Pipettor in hard shell travel case	5-250 µl	1 Unit

Disposable HTS Reagent Reservoirs and Reservoir Holder

HTS Reagent Reservoirs are designed for use in high throughput screening and are made of FDA grade polystyrene. All HTS Reagent Reservoirs are sterile and individually wrapped. The re-usable Reservoir Holder is on an SBS Footprint and is designed to lock reservoirs steadily and securely in place for use with the BenchTop Pipettor.



Cat. No.	Description	Quantity
74020	Reservoir Holder, Open Basin, SBS Footprint, Black	10/Case
74010	96-Well Diamond-Bottom, Low Profile Reservoir, 75 ml, Sterile, White	100/Case, with 2 Holders
74030	96-Well Diamond-Bottom, Deep Well Reservoir, 200 ml, Sterile, White	50/Case, with 2 Holders

BenchTop Indexing Device

The BenchTop Indexing Device adapts the BenchTop Pipettor for use with 384-well Plates.

For use with both the 20 µl and 250 µl BenchTop Pipettors



Cat. No.	Description	Quantity
73980	BenchTop Indexing Device	1 Unit