

Just 30 Minutes, 4 Steps

Lumigen **SPARCL**




Product Specifications

Enzyme	Horseradish Peroxidase (HRP)
Application	ELISA, Proximity Assays
Sensitivity	Low picogram

Ordering Information


Description	Catalog Number
Lumigen SPARCL	SDK-10K (10,000 Assay)
Lumigen SPARCL	SDK-1K (1,000 Assay)

4 Steps – 30 minutes – No solid support – No wash




아직도 ELISA에 반나절 이상 투자하시나요?

SPARCL 로 30분에 해결하세요!



30분, 4 Step 으로 간편하게!



* 8시간 이상, 17 Step의 기존 ELISA

- ▷ Coating과 Blocking 과정이 필요 없습니다!
- ▶ Washing 과정이 없어 Washer등 기계가 필요 없습니다.
- ▷ 20분의 Incubation time으로 준비가 끝납니다!
- ▶ 즉각적인 발광으로 빠른 분석이 가능합니다.
- ▷ Antibody, Buffer 등의 절감으로 경제적입니다!