

VOLO

Wonderful life with Lifescience

2019 CATALOG

**Wonderful life
with Lifescience
VOLO Pipet Dispenser**

A/S

2500_{mA}H

9dial

3sec

- 신속한 A/S 및 Demo 제공으로 편리함 제공(1년 무상)
- 2500mAH의 대용량 배터리
- 9단계별 흡입 분출 속도 조절 가능
- Max Fill Speed(25ml) 3초



Wonderful life with Lifescience VOLO Pipet Dispenser

VOLO
Wonderful life with Lifescience
2019 CATALOG

경량의 무게(210g)와 인체공학적 디자인으로 편안한 그립
대용량 배터리, 4h충전으로 24h 동안 사용 가능
Micro 5pin 충전방식으로 편리함 제공, 충전 중에도 사용이 가능
UV resistant plastic 재질 사용
Autoclave가 가능한 Hydrophobic Filter가 Over-Aspiration을 방지
본체 윗부분에 증기 배출 구멍을 통한 부식 방지
1년간 무상 A/S 제공, 세척 및 점검은 무료



SPECIFICATIONS

- Volume Range 1to100ml
- Weight 210g
- Speed Settings Low and High
- Max Fill Speed(25ml) 3sec
- Filtration PTFE Filter & Safety Valve

VOLO Pipet Dispenser 제품 상담 및 문의
Tel) 02.6409.9338
Fax) 02.995.9008
E-mail. info@b2bio.co.kr

B₂? B2BIO