

VOLO Sealing Film

Product List

VOLO ClearSeal Film

Item	Description	Packaging
PP-301	Only PCR, with Sealing Paddle	100sheets / box

ClearSeal Film

- 2mm Polyester / DNase, RNase, Nucleic acid Free
- -40℃~120℃ 온도 범위 사용

VOLO EasySeal Film

Item	Description	Packaging
PP-302	PCR, qPCR, Sample storage	100sheets / box

EasySeal Film

- 필름 양쪽 끝이 넓어 붙이기 쉽고 완벽하게 Sealing이 되어 시료 증발이 안 됨
- -40℃~120℃ 온도 범위 사용 / DNase & RNase Free / 2mm Polyester

VOLO OptiSeal Film

Item	Description	Packaging
PP-303	qPCR, 단백질 크리스탈 실험용	100sheets / box

OptiSeal Film

- 압력에 의해 접착력에 생겨 필름과 접촉하는 부분만 점성 발생 / DMSO에 안정
- -80℃~120℃ 온도 범위 사용 / DNase & RNase Free / 2mm Polyester

VOLO FoilSeal Film

Item	Description	Packaging
PP-304	PCR, Sample storage, 빛에 민감한 분석	100sheets / box

FoilSeal Film

- 쉬운 Piercing이 쉬워 샘플 회수 용이 / Standard Plae 전용
- -80℃~120℃ 온도 범위 사용 / DNase & RNase Free / 2mm Polyester

VOLO Sealing Paddle

Item	Description	Packaging
PP-321	Pads for film adhesion	50ea / box